



Hy-Laboratories Ltd.
Park Tamar
Rehovot 76326 Israel
Tel : 972-8-9366475
Fax : 972-8-9366474
hylabs@hylabs.co.il
www.hylabs.co.il

אבחון חיידקים פתוגניים הגורמים לדלקת בשתן (UTI) בעזרת לשונית מבודדת - DIASLIDE
השוואה בין קרקעות מזון שונים ובין מערכות שונות:

סוג הלשונית שלב	DIASLIDE COLOREX - ORIENTATION	DIPSTREAK CHROMOGENIC MEDIUM
לקיחת הדוגמא	פעולה נוחה, פשוטה וקלה לביצוע המבטיחה הצלחת הבדיקה.	פעולה הדורשת מומחיות רבה ובמקרים רבים יש צורך להזמין את החולה לבדיקה חוזרת.
קריאת התוצאות:		
1. תוצאות שליליות (70%)	המערכת שקופה ומאפשרת אבחון סופי שלילי ללא צורך בפתיחה של המערכת וכך נחסכים זמן ועבודה.	היוצרות אדים אינה מאפשרת זיהוי החיידקים ויש צורך בפתיחה של המערכת.
2. נוחות קריאת התוצאות	משטח מאורך וגדול (19 סמ"ר) המאפשר, קבלת תמונה ברורה ומושבות בודדות.	משטח קטן (8 סמ"ר) המקשה על קבלת מושבות בודדות של חיידקים.
3. תוצאות חיוביות:		
רגישות	כל החיידקים המפונקים גדלים.	במשך זמן המדף, יש קושי לגלות חלק מהחיידקים מהמפונקים.
ספציפיות	זיהוי טוב של חיידקים שונים בתרבית מעורבת.	ניתן לזהות חיידקים אך התוצאה, פחות ברורה מ: COLOREX - ORIENTATION.
זיהוי חיידקים	ב- 70% מהמקרים החיוביים, אין צורך בבדיקות נוספות כי הזיהוי הינו סופי וכך נחסכים זמן וכסף! זיהוי מרבית הפתוגניים גורמי UTI.	1. בגלל תוצאות לא ברורות, יש צורך בבדיקות נוספות במספר מקרים. 2. זיהוי של פחות חיידקים לעומת COLOREX-ORIENTATION