



Hy-Laboratories Ltd.  
 Park Tamar  
 Rehovot 76326 Israel  
 Tel : 972-8-9366475  
 Fax : 972-8-9366474  
[hylabs@hylabs.co.il](mailto:hylabs@hylabs.co.il)  
[www.hylabs.co.il](http://www.hylabs.co.il)

**אבחון חיידקים פתוגניים הגורמים לדלקת בשתן (UTI) בעזרת לשונית מבודדת - DIASLIDE**  
**השוואה בין קרקעות מזון שונים ובין מערכות שונות:**

<b>DIPSTREAK CHROMOGENIC MEDIUM</b>	<b>DIASLIDE COLOREX - ORIENTATION</b>	<b>סוג הלשונית שלב</b>
פעולה הדורשת מומחיות רבה ובמקרים רבים יש צורך להזמין את החולה לבדיקה חוזרת.	פעולה נוחה, פשוטה וקלה לביצוע המבטיחה הצלחת הבדיקה.	לקיחת הדוגמא
		קריאת התוצאות:
היוצרות אדים אינה מאפשרת זיהוי החיידקים ויש צורך בפתיחה של המערכת.	המערכת שקופה ומאפשרת אבחון סופי שלילי ללא צורך בפתיחה של המערכת וכך נחסכים זמן ועבודה.	1. תוצאות שליליות (70%)
משטח קטן (8 סמ"ר) המקשה על קבלת מושבות בודדות של חיידקים.	משטח מאורך וגדול (19 סמ"ר) המאפשר, קבלת תמונה ברורה ומושבות בודדות.	2. נוחות קריאת התוצאות
		3. תוצאות חיוביות:
במשך זמן המדף, יש קושי לגלות חלק מהחיידקים מהמפונקים.	כל החיידקים המפונקים גדלים.	רגישות
ניתן לזהות חיידקים אך התוצאה, פחות ברורה מ: COLOREX - ORIENTATION	זיהוי טוב של חיידקים שונים בתרבית מעורבת.	ספציפיות
1. בגלל תוצאות לא ברורות, יש צורך בבדיקות נוספות במספר מקרים. 2. זיהוי של פחות חיידקים לעומת COLOREX-ORIENTATION	ב- 70% מהמקרים החיוביים, אין צורך בבדיקות נוספות כי הזיהוי הינו סופי וכך נחסכים זמן וכסף! זיהוי מרבית הפתוגניים גורמי UTI.	זיהוי חיידקים